

Bitte leer lassen

Exp. N°:

Empfang:

BASOPHILEN-AKTIVIERUNGSTEST (BAT)

Hymenopterengift-Identifikation

FlowCAST® anti-CCR3/anti-CD63

* **Zuweiser/Arzt:** (inkl. Adresse)

Stempel

E-Mail:

* **Patient/in Daten:**

Patienten Kleber

Zusätzlich zum Bienen- und Wespengift kann optional Hornissengift mitgetestet werden:

zusätzliche Testung des Hornissengifts erwünscht

Benötigtes Untersuchungsmaterial:

EDTA Blut (min. 4ml)

* **Blutentnahme:** Datum: Uhrzeit:

* **Rechnung:** Patient/in Auftraggeber

Weitere Angaben:

Anamnese: Biene Wespe Hornisse unbekannt anderes:

Hautteste: **Biene:** positiv negativ nicht getestet

Wespe: positiv negativ nicht getestet

Serologie: Biene: kU/l Wespe: kU/l Hornisse: kU/l

total IgE: kU/l Tryptase: µg/l

rekombinante Allergene positiv:

In Auftrag bei ADR-AC In Auftrag extern

Versand: - Maximal 20h Transportzeit (z.B. Swiss-Express "Mond") oder über Labor Kurierdienst

- Temperaturbedingung: 4°- 25°C

WICHTIG: Auftrag für BAT nur nach telefonischer (031 371 86 40) Anmeldung!